

# GLUKOMETER PRO

- ▶ Reliable
- ▶ Simple
- ▶ Safe




Bio Sensor Technology


When quality in  
diagnostics counts

Taban Teb Parseh.co





تیر سنسور چند بار مصرف برای 1000 نمونه یا یک ماه



لوله کیلاری پلاستیکی



فلوپدیک عمر 8 هفته بعد از اولین استفاده



محلول کربن طول عمر 4 هفته بعد از اولین باز کردن

# GLUKOMETER PRO

## راه حل نوآورانه و مقرون به صرفه برای آنالیز پیشرفته گلوکز خون

هر سنسور برای 1000 عدد تست

<< هزینه کم

<< کیفیت بالا

<< حمل و نقل آسان

<< نتایج سریع



1- برای شروع فقط در 3 مرحله :

2- لوله کیلاری حاوی نمونه را وارد دستگاه کرده و دوباره start را فشار دهید .

3- کیلاری را خارج کنید و برای باز سوم start را فشار دهید نتیجه در صفحه نمایش داده می شود .



موارد کاربرد :

<< تشخیص اولیه دیابت

<< پیماستان - بخش های تخصصی

<< پیماستان - بخش دیابت

<< پیماستان - بخش عمومی

<< کلینیک های تخصصی

<< درمانگاه ها



Docking station دستگاه دستگاه قابلیت انتقال داده در شبکه و کامپیوتر را به آسان به کاربران می دهد .

بالفعل بر 25 سال، تیر سنسورهای Multi-way کمینا test آلمان اندازه گیری دقیق و کم هزینه پارامترهای آزمایشگاهی را در سراسر جهان انجام می دهند .



Taban Teb Parsch Co.

تهران، خ میرزا شیرازی، خ پانزلی، پلاک 63، طبقه اول، دوم - تلفن: 5- 8881 13294 فاکس: 8881 13296 - www.parschmed.com - info@parschmed.com