



تابان طب پارسه
اولین تولید کننده
دستگاه ترکیب کننده هوا و اکسیژن
به همراه نهایشگر درصد اکسیژن گاز خروجی

Air Mix II

Oxygen: 21-100%

High Flowmeter: 0-15 LPM

Low Flowmeter: 0-5 LPM

Screen Size: 1.3"

Rechargeable Lithium-Ion Battery

Low Battery On-Screen Icon

Battery Life: 72 Hours

مشخصات فنی



21-100% درصد اکسیژن

12.6 V, 1A ولتاژ ورودی

±3% درصد دقت اکسیژن خروجی

±3% درصد دقت سنسور اکسیژن

40-60 PSI بازه فشار منابع هوا و اکسیژن

20 PSI حداکثر اختلاف فشار مابین منابع هوا و اکسیژن

12.6×6×9.5 cm ابعاد

1.3" سایز صفحه نمایش

2 Kg وزن

<12 s زمان پاسخگویی

0-50 °C محدوده دمایی

0-99% رطوبت

80 dB شدت آلام

0-15 LPM محدوده فلومترده High Flowmeter

0-5 LPM محدوده فلومترده Low Flowmeter

±10% درصد دقت فلو خروجی

12 V, 3.2 A مشخصات باتری

3 Hours مدت زمان شارژ باتری

